



Handleiding Escape-Sheet® Standard & Premium

<p>1 Zet het bed in de laagste stand. Leg de Escape-Sheet® op de bodem van het bed. Zorg dat het label zichtbaar is (juiste zijde boven). Pijltjes geven de juiste richting van het hoofd- en voeteneind aan. Controleer of het label zichtbaar is en plaats de matras op de Escape-Sheet®.</p> <p>Let op: maximale afmeting matras ± 90x200cm.</p> <p>Het bed kan nu opgemaakt worden volgens de regels van uw organisatie.</p>	
<p>2 Maak de Escape-Sheet® vast aan de matras d.m.v. het aanbrengen van de hoekbanden. Laat de bewoner/patiënt zo plat mogelijk op de matras liggen (evt. extra kussens verwijderen, armen van de persoon bij voorkeur onder de dekens). Breng dan de fixatiebanden (Standard) of body-flaps (Premium) aan over de dekens. Trek de fixatiebanden of body-flaps aan: echter op normale spanning, dus niet te strak. Breng de voetenband (model Premium) aan en trek aan. De bewoner/patiënt is nu als het ware ingepakt.</p>	
<p>3 Optie 1: indien men de patient met het voeteneinde eerst uit het bed evacueert dient men dit in 45° te doen. 3 hoeken van de matras zullen reeds de grond raken alvorens de matras volledig uit het bed valt.</p>	
<p>Optie 2: indien men de patient met het hoofdeinde eerst uit het bed evacueert, dient men dit haaks (90°) te doen. Hier draagt men het hoofdeinde totdat het voeteneinde op de grond valt.</p> <p>Let op: Escape-Sheet® niet als draagdoek gebruiken. Maximale sleeplast is 250kg.</p>	
<p>4 Sleep de Escape-Sheet® door de gang naar een veilig compartiment.</p> <p>Indien gewenst kunt u dit met 2 personen uitvoeren. Door het voeteneinde iets hoger te tillen, wordt de glijweerstand minder.</p>	

	<p>Het nemen van de bochten zal eenvoudiger worden indien u het voeteneinde iets hoger tilt. Daarnaast kunt u gebruik maken van de 2de treksingel om in de bochten bij te sturen.</p> <p>Let op: vloerbedekking kan de glijweerstand beïnvloeden.</p>	
5	<p>Op moment dat verticale evacuatie over de trap noodzakelijk is, wordt geadviseerd om met 2 personen te werken om gewicht te verdelen.</p> <p>Maak daarbij ook gebruik van de 2de treksingel.</p> <p>Bij de trap loopt u gelijk achterwaarts door en trekt de bewoner/patiënt in één beweging door op de trap.</p> <p>Dit voorkomt een langdurig contact met de eerste rand van de trap.</p> <p>Wanneer u de matras ter hoogte van uw heup laat rusten, kunt u de afdaalsnelheid beter controleren.</p> <p>De 2de helper kan d.m.v. de bovenste treksingel ondersteunen in de afdaalsnelheid.</p>	
6	<p>Controleer de Escape-Sheet® alvorens opbergen op eventuele beschadigingen.</p>	
7	<p>Indien noodzakelijk Escape-Sheet® wassen volgens wasvoorschriften.</p>	
8	<p>De Escape-Sheets droog en op kamertemperatuur bewaren.</p>	

LET OP:

De Escape-Sheet® mag alleen bediend worden door getrainde personen.

Beschadigde Escape-Sheets dienen afgevoerd te worden.

Veranderingen aan het product mogen uitsluitend door de fabrikant uitgevoerd worden.

Bewaar deze handleiding.