







Gebbruikshandleiding Escape-Mattress®  
Vacuum

1	Plaats de Escape-Mattress® Vacuum op de grond.	
2	<p>Plaats de hoofdsteen op de daartoe bestemde klittenbandstroken aan de hoofdzijde van de matras en klik de gespen van de veiligheidsriemen los, en vouw de bodyflaps open.</p> <p><b>Let op:</b> de Escape-Mattress® Vacuum niet gebruiken zonder hoofdsteen. Bij deze uitvoering kunt u ook eventueel head blocks met klittenband gebruiken.</p>	
3	Plaats de evacu�e(s) op de Escape-Mattress® Vacuum. Zorg dat het hoofd op de hoofdsteen geplaatst wordt en fixeer het hoofd met de fixatiebanden.	
4	Plaats de voeten in de voetenzak. Deze zijn eventueel aan de zijkant open te ritsen en kan ook indien noodzakelijk verlengd worden.	

5	<p>Sla de bodyflaps over de evacu�e(e) en sluit de gespen.</p> <p><b>Let op:</b> de armen van de evacu�e(e) dienen altijd onder de bodyflaps te zitten. Er is altijd een open stuk tussen de bodyflaps voor het eventueel aansluiten van een infuus.</p>	
6	<p>Maak de sleepbanden aan het hoofd- en voeteneinde vrij door het klittenband los te maken.</p>	
7	<p>Evacueer de persoon. Hier zijn minimaal 2 personen voor nodig, �en aan het hoofd- en �en aan het voeteneinde. Trek de evacu�e(e) in de richting van de trap, voeten eerst, gebruikmakend van de lange sleepbanden. Wanneer u het voeteneinde hoger tilt, wordt de wrijvingsweerstand en daarmee de krachtsinspanning, duidelijk geringer.</p>	
8	<p>Om door bochten te manoeuvreren, kan het gemakkelijker zijn om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de dwarsbanden van de sleepbanden te gebruiken</li> <li>• de extra handgrepen halverwege de sleepbanden te gebruiken</li> </ul>	
9	<p>De persoon die aan het voeteneinde staat, stapt nu de trap op. Door het optillen van het voeteneinde kan men de eventuele draai naar de trap eenvoudiger maken (ook de draai op een bordes). Laat de persoon die aan het voeteneinde staat, de matras tegen zijn heup/bovenbeen steunen, zodat men een goede controle heeft over de snelheid van de afdaling. Tevens ontlast men de persoon aan het hoofdeinde. Evacueer rustig de trap af. De persoon aan het hoofdeinde moet gelijk meelopen in de beweging. Op deze manier is het tevens mogelijk om rechtop te blijven lopen en hierdoor een goede <b>lichaamshouding aan te nemen.</b></p>	
10	<p>Onderaan de trap zal de persoon aan het voeteneinde de sleepbanden laten vieren om eenvoudig de trap te kunnen verlaten. De persoon aan het hoofdeinde moet er op bedacht zijn dat men op de laatste trede iets meer snelheid maakt om de overgang te vergemakkelijken.</p>	

11	<p>Sleep de evacu�e(e) naar een veilige locatie/de verzamelplaats of naar de gereedstaande brancard. (indien u het vacu�msysteem niet gaat gebruiken ga dan verder bij 13)</p>	
12a	<p>Indien u gebruik gaat maken van het vacu�m systeem in het matras dient u het koppelstukje uit het zakje te halen welke bevestigd zit aan de voetenzak (middels openen ritssluiting).</p>	
12b	<p>Sluit het koppelstuk aan op de 2 vacu�m ventielen. Nu kunt u met een manuele pomp of een LSU (suction unit) het matras vacu�m trekken.</p> <p>Indien u klaar bent stopt u het koppelstukje weer teurg in het daartoe bestemde vakje op de voetenzak.</p>	
12c	<p>Om de evacu�e(e) / patient met zo min mogelijk manipulatie achter te laten bij de 1e hulp kan de matras in zijn geheel gesplitst worden.</p>	
12d	<p>Verwijder de hoofdsteun indien u geen head blocks gebruikt. Gebruik de ritssluiting met het rode labeltje aan het voeteneinde om de rits in een maal los te ritsen en zodoende de matras in twee�n te delen.</p> <p><b>Let op:</b> 1 hulpverlener dient het hoofd van de evacu�e(e)/patient te ondersteunen en de andere hulpverlener "schaart" de matras hierna onder de patient uit.</p>	
13	<p>Maak de veiligheidsriemen en bodyflaps los en help de evacu�e(e)s uit de Escape-Mattress� Vacuum.</p>	
14	<p>Controleer de Escape-Mattress� Vacuum alvorens opbergen op eventuele beschadigingen.</p>	
15	<p>Indien noodzakelijk, reinig met water en desinfecterende zeep.</p>	

16

Plaats de Escape-Mattress® Vacuum terug op de aangewezen plaats.

**Let op:**

De Escape-Mattress® Vacuum mag alleen bediend worden door een getraind persoon.

Maximale draaglast Escape-Mattress® Vacuum is 150kg.

Een beschadigde Escape-Mattress® niet gebruiken.

Veranderingen aan het product mogen uitsluitend door de fabrikant uitgevoerd worden.

Bewaar deze handleiding.