

Escape-Chair® VOLT

100% elektrisch aangedreven traphulpmiddel...

Wat is een Escape-Chair® VOLT?

Een Escape-Chair® VOLT is een volledig elektrisch aangedreven oplossing om personen in een zittende houding door gangen en over de treden van trappen in veiligheid te brengen. Door de eenvoudige bediening is de Escape-Chair® VOLT binnen enkele seconden gebruiksklaar in situaties trap of en trap af.

Hoe werkt een Escape-Chair® VOLT?

De Escape-Chair® VOLT wordt bediend met behulp van een eenvoudig draadloze display, bevestigd aan de bedieningsbeugel. Nadat u de Escape-Chair® VOLT uitgeklaapt heeft is deze direct klaar voor gebruik. Het display met bedieningsknoppen, is zeer eenvoudig in gebruik. De bediener dient de bedieningsbeugel in de richting van de trap te duwen.

Voordelen Escape-Chair® VOLT:

- De elektrische aandrijving maakt het vervoeren trap op- en afwaarts veel eenvoudiger.
- Uitgevoerd met 3 snelheden.
- Lithiumbatterij genoeg voor ±100 etages.
- Bediening door slechts 1 persoon.
- Binnen enkele seconden klaar voor gebruik.
- Eenvoudig te gebruiken.
- Uitgerust met arm- en voetensteun.
- In 3 hoogtes verstelbare bedieningsbeugel.
- Vlamvertragende zitting, hoofdsteun & afdekhoes.
- Accu-indicator.
- LED verlichting voor vervoer in donkere omstandigheden.
- CE gecertificeerd.

Ons advies:

Zorg ervoor dat u binnen uw organisatie een Escape-Chair® VOLT paraat hebt, zodat u in uitdagende situaties optimaal en adequaat personen verticaal over trappen kunt vervoeren.

"Het enige dat moeilijker is dan u goed voorbereiden op een noodsituatie, is uitleggen waarom u dat niet gedaan heeft."





Bedieningsdisplay



Elektrisch aangedreven glijriemen



Escape-Chair® VOLT opgevouwen



Vlamvertragende afdekhoes

Specificaties	Escape-Chair® VOLT
Artikelnummer	10050
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte)	115 x 50 x 27 cm
Maximale draaglast	180 kg
Maximale traphoek	40°
Gewicht	±30 kg
Gebruikstijd (volledig opgeladen)	2 uur
Motor	36V, 300W
Aantal laadbeurten accu (bij 220Volt)	500
Levensduur batterij	3 - 5 jaar
Extra losse accu	Optioneel
Aantal snelheden	3
Binnen enkele seconden gebruiksklaar	✓
Voetensteun	✓
ArMLEUNINGEN	✓
LED verlichting voor donkere omgeving	✓
In 3 hoogtes verstelbare bedieningsbeugel	✓
Vlamvertragende zitting, hoofdsteun & afdekhoes	✓
Draaggrepen aan voor- en achterzijde	✓
CE gecertificeerd	✓
Demonstratie en deskundig advies vooraf	✓
Levering handleiding, pictogram & ophanghaken	✓
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen	1 jaar

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.

