

## Escape-Mattress<sup>®</sup> SOLO / FOLD / COMPACT

# Evakuieren... in liegender Position

### Was ist eine Escape-Mattress<sup>®</sup>?

Mit einer Escape-Mattress<sup>®</sup> kann eine hilfsbedürftige Person in liegender Position über Treppen und Flure in Sicherheit gebracht werden. Die Escape-Mattress<sup>®</sup> ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wodurch für jede Situation eine Lösung geboten werden kann.

### Wie funktioniert die Escape-Mattress<sup>®</sup>?

Die Escape-Mattress<sup>®</sup> Modelle sind als Schleifmattressen zu benutzen (Bedienung erfolgt durch 2 Personen mittels der Zugbänder). Alle Escape-Mattress<sup>®</sup> Modelle sind an den Längsseiten mit Tragegriffen ausgestattet. Hierdurch sind Sie ebenfalls als Tragemattressen einsetzbar.

### Vorteile der Escape-Mattress<sup>®</sup>:

- hergestellt mit hochwertigen Materialien (Brandschutzklasse M2).
- extra lange Zugbänder zur rückschonenden Evakuierung.
- die Griffe erleichtern das seitwärts manövrieren.
- Blut-, urin- und laugenbeständig.
- das Tragen von Personen ist nicht mehr notwendig.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- sichere Evakuierung über die Treppen.
- man bestimmt selbst die Evakuierungsschnelligkeit.
- ermöglicht eine fließende Räumung.
- passt in jeden Evakuierungsplan.
- CE & TÜV zertifiziert.

### UNSERE EMPFEHLUNG:

Wir empfehlen den Einsatz der Escape-Mattress<sup>®</sup>, wenn sich hilfsbedürftige Personen im Haus befinden, die liegend evakuiert werden müssen. Ebenfalls ist sie ideal geeignet für den Einsatz auf Wendeltreppen.



Modell Solo







Modell Fold



Modell Compact



Spezifikationen	Escape-Mattress® Solo 	Escape-Mattress® Fold 	Escape-Mattress® Compact 
Artikelnummer:	21020	21010	21030
Abmessungen (Länge x Breite x Dicke):	ca. 200 x 68 x 8 cm	ca. 200 x 68 x 8 cm	ca. 200 x 68 x 6 cm
maximale Traglast:	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht:	ca. 9.5 kg inkl. Hülle	ca. 7.2 kg	ca. 7.5 kg inkl. Tasche
vorab kostenlose Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓	✓	✓
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	✓	✓
man bestimmt selbst die Evakuierungsschnelligkeit:	✓	✓	✓
Brandschutzklasse M2:	✓	✓	✓
ausgestattet mit Kopfstütze, body-flaps & Fußsack:	✓	✓	✓
blut-, urin- und laugenbeständig:	✓	✓	✓
auch in schmaler Ausführung (55 cm breit) lieferbar:	✓	✓	-
faltbar:	-	✓	-
aufrollbar:	-	-	✓
inkl. Aufbewahrungstasche/-hülle:	✓	optional	✓
Garantie:	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten  
 Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.



**Escape Mobility Company GmbH**

Rotter Bruch 17 • D-52068 • Aachen

T +49 (0)241 479 6790 • F +49 (0)241 479 67917

info@escape-mobility.com

www.escape-mobility.de