

Escape-Mattress® SOLO / FOLD / COMPACT

Évacuation ... en position allongée

Qu'est-ce-qu'une Escape-Mattress®?

L'Escape-Mattress® est une solution d'évacuation qui permet d'évacuer en position allongée les personnes non autonomes. L'Escape-Mattress® est proposé dans différentes versions, ce qui vous permet de choisir un modèle dont la solution de rangement correspond à vos besoins.

Comment ça fonctionne, une Escape-Mattress®?

Les différents modèles Escape-Mattress® sont conçus pour transporter des blessés ou des personnes non autonomes en position allongée sur un trajet horizontal (il faut au moins 2 personnes). Tous les modèles Escape-Mattress® sont équipés avec des poignées, alors on peut également utiliser ce matelas comme matelas de transfert.

Avantages Escape-Mattress®:

- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité (classement au feu M2).
- Les poignées facilitent la manœuvre latérale.
- Sangles de remorquage extra-longues pour réduire les maux de dos de l'évacuateur.
- Résistant au sang, à l'urine et aux solutions acides et basiques.
- Plus besoin de porter les personnes.
- Prêt à l'emploi dans quelques secondes.
- Évacuation en toute sécurité par les escaliers.
- Vitesse de descente à définir soi-même.
- Intégration facile dans le flux des évacués.
- Convient à tous vos plans d'évacuation.
- Certifié CE & TÜV.

Notre conseil:

Escape Mobility Company recommande une Escape-Mattress® quand il faut évacuer une personne non autonome en position allongée ou en cas d'escaliers en colimaçon.



Modèle Solo




Modèle Fold



Modèle Compact



Spécifications	Escape-Mattress® Solo	Escape-Mattress® Fold	Escape-Mattress® Compact
Référence :	21020	21010	21030
Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) :	± 200 x 68 x 8 cm	± 200 x 68 x 8 cm	± 200 x 68 x 6 cm
Capacité de charge maximale :	150 kg	150 kg	150 kg
Poids :	± 9.5 kg housse incluse	± 7.2 kg	± 7.5 kg housse incluse
Démonstration et conseil gratuits :	✓	✓	✓
Prêt à l'emploi dans quelques secondes :	✓	✓	✓
Vitesse de descente à définir soi-même :	✓	✓	✓
Résistant au sang, à l'urine et aux solutions acides et basiques :	✓	✓	✓
Classement au feu M2 :	✓	✓	✓
Avec appui-tête, rabats & poche pour pieds :	✓	✓	✓
Aussi disponible plus étroite :	✓	✓	-
Peut être plié en deux :	-	✓	-
Peut être enroulé :	-	-	✓
Housse incluse :	✓	option	✓
Garantie :	2 ans	2 ans	2 ans



Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d'impressions.
Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÜV.

