

Escape-Mattress® Bariatric

Evacuatie ... van zwaarlijvige personen



Wat is een Escape-Mattress®?

Met een Escape-Mattress® Bariatric kan een niet-zelfredzaam persoon met zwaarlijvigheid (tot 300kg) liggend door de gangen en over de treden van de trap in veiligheid gebracht worden. De Escape-Mattress® Bariatric dient daarbij door meerdere hulpverleners te worden bediend. Uiteraard ook toepasbaar voor wenteltrappen.

Hoe werkt een Escape-Mattress®?

De Escape-Mattress® Bariatric is te gebruiken zo wel als sleepmatras over de grond (door meerdere personen middels de aanwezige trekbanden) en als draagmatras. De Escape-Mattress® Bariatric is namelijk uitgevoerd met maar liefst 12 draaggrepen aan de zijkanten.

Voordelen Escape-Mattress®:

- TÜV gecertificeerd op 300kg.
- Extra brede uitvoering.
- Vervaardigd van hoogwaardige materialen (brandklasse M2).
- Extra lange sleepbanden ter vermindering van rugklachten.
- Bloed-, urine-, zuur- en loogbestendig.
- Het dragen van personen is niet meer nodig.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Veilige evacuatie over de trap.
- Afdaalsnelheid zelf te bepalen.
- Past in uw veiligheidsplan.
- CE gecertificeerd.

Ons advies:

Zorg ervoor een Escape-Mattress® Bariatric paraat te hebben wanneer niet-zelfredzame personen met zwaarlijvigheid aanwezig zijn die liggend geëvacueerd moeten worden of als er wenteltrappen in het gebouw aanwezig zijn.





Specificaties	Escape-Mattress® Bariatric	CE
Artikelnummer:	21080	
Afmetingen (lengte x breedte x dikte):	ca. 200 x 86 x 2 cm	
Maximale draaglast:	300 kg	
Gewicht:	ca. 10 kg incl. hoes	
Kosteloze demonstratie en deskundig advies vooraf:	✓	
Voorzien van extra, verplaatsbare sleepkoorden	✓	
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓	
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓	
Bloed-, urine-, zuur- & loogbestendig:	✓	
Brandklasse M2:	✓	
Uitgevoerd met hoofdsteen, voetenzak en body-flaps	✓	
Geleverd inclusief afdekhoes:	✓	
Garantie:	2 jaar	

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes

