

## Escape-Mattress® BRANCARD

### 3 in 1 oplossing ...Voor de professional

#### Wat is een Escape-Mattress® Brancard?

De Escape-Mattress® Brancard is een evacuatie- en brancardmatras met drie functies in één: brancardmatras, sleepmatras & draagmatras. Hierdoor wordt het werk van de professionele hulpverlener eenvoudiger en wordt tevens geld, tijd en ruimte bespaard.

#### Hoe werkt een Escape-Mattress® Brancard?

De Escape-Mattress® Brancard, eventueel op maat gemaakt, vervangt de bestaande brancardmatras. Middels de sleepbanden en handvatten is deze ook direct te gebruiken als evacuatie- en reddingsmatras. Het grote voordeel is dat de matras direct terug te plaatsen is op de brancard, klaar voor transport.

#### Voordelen Escape-Mattress® Brancard:

- Op maat van uw brancard gemaakt door onze eigen productieafdeling.
- Verstelbare voetenzak (gepatenteerd).
- Vervaardigd van hoogwaardige materialen (brandklasse M2).
- Extra lange sleepbanden ter vermindering van rugklachten.
- Handvatten vergemakkelijken het zijdelings manoeuvreren.
- Bloed-, urine-, zuur- en loogbestendig.
- Het dragen van mensen is niet meer nodig.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Veilige evacuatie over de trap.
- Afdaalsnelheid zelf te bepalen.
- Gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom.
- TÜV & CE keurmerk.


#### Ons advies:

Zorg dat uw brancard uitgerust is met een Escape-Mattress® Brancard om voorbereid te zijn, en indien u als professionele hulpverlener ruimte, tijd en kosten wilt besparen.





Escape-Mattress® Brancard



Hoofdsteen met fixatieband



Verstevigde onderkant



Verstelbare voetenzak



Handgrepen aan langsijde

Specificaties	Escape-Mattress® Brancard	CE
Artikelnummer zwarte uitvoering:	21100-02	
Afmetingen (lengte x breedte x dikte):	ca. 180 x 47 x 8 cm	
Maximale draaglast:	150 kg	
Gewicht:	ca. 7,2 kg	
Kosteloze demonstratie en deskundig advies vooraf:	✓	
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓	
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓	
Bloed-, urine-, zuur- & loogbestendig:	✓	
Brandklasse M2:	✓	
Uitgevoerd met hoofdsteen, body-flaps & verstelbare voetenzak:	✓	
Kan op maat van uw brancard gemaakt worden:	✓	
Leverbaar in zwart of groen:	✓	
3 in 1 oplossing voor professionele hulpverlener:	✓	
Garantie:	2 jaar	



Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.  
 Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.

