

Escape-Mattress® STRETCHER

Die 3 in 1 Lösung ...für professionelle Retter

Was ist die Escape-Mattress® Stretcher?

Die Escape-Mattress® Stretcher ist eine Evakuierungs- und Fahrtragenmatratze mit 3 in 1 Funktion: Rettungsdienst-Fahrtrage, Schleifmatratze & Tragematratze. Hierdurch wird die Arbeit für den professionellen Rettungsdienst deutlich vereinfacht und die Platz- bzw. Zeitersparnis erhöht.

Wie funktioniert die Escape-Mattress® Stretcher?

Die Escape-Mattress® Stretcher, auch auf Maß erhältlich, ersetzt Ihre standard Fahrtragenauflage. Durch Ihre Zugbänder und Tragegriffe ist diese Auflage ebenfalls als Evakuierungs- und Rettungsmatratze zu benutzen. Der größte Vorteil ist hierbei, dass die Matratze direkt auf der Fahrtrage platziert werden kann.

Vorteile der Escape-Mattress® Stretcher:

- auf Maß, passend auf Ihre vorhandene Fahrtrage angepasst.
- verstellbarer Fußsack (patentiert).
- hergestellt aus hochwertigstem Material (Brandklasse M2)
- extra lange Zugbänder zur rückschonenden Evakuierung.
- Handgriffe vereinfachen das seitwärts manövrieren.
- blut-, urin-, säure- und laugenbeständig.
- das Tragen von Personen ist nicht mehr notwendig.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- sichere Evakuierung über die Treppe.
- man bestimmt selbst die Evakuierungsgeschwindigkeit.
- TÜV & CE zertifiziert.

Unsere Empfehlung:

Rüsten Sie Ihre vorhandene Fahrtrage mit einer Escape-Mattress® Stretcher aus. Sie sparen durch die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten Platz, Kraft, Zeit und letztendlich auch Geld.



Escape-Mattress® Stretcher



Kopfstütze mit Fixationsband



verstärkte Unterseite




verstellbarer Fußsack



Handgriffe an der Längsseite



| Spezifikationen | Escape-Mattress® Stretcher  |
|---|---|
| Artikelnummer schwarze Variante: | 21100-02 |
| Abmessung (Länge x Breite x Höhe): | ca. 180 x 47 x 8 cm |
| maximale Traglast: | 150 kg |
| Gewicht: | ca. 7,2 kg |
| vorab kostenlose Vorstellung und Beratung vor Ort: | ✓ |
| innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit: | ✓ |
| Man bestimmt selbst die Evakuierungsschnelligkeit: | ✓ |
| blut-, urin-, säure- & laugenbeständig: | ✓ |
| Brandklasse M2: | ✓ |
| Lieferung mit Kopfstütze, Body-flaps & verstellbaren Fußsack: | ✓ |
| kann auf Maß Ihrer Fahrtrage angefertigt werden: | ✓ |
| lieferbar in schwarz und grün: | ✓ |
| 3 in 1 Lösung für professionelle Rettungsdienste: | ✓ |
| Garantie: | 2 Jahre |



Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten
 Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.



Escape Mobility Company GmbH

Rotter Bruch 17 • D-52068 • Aachen

T +49 (0)241 479 6790 • F +49 (0)241 479 67917

info@escape-mobility.com

www.escape-mobility.com/de