

Évacuation ... du lit

Qu'est-ce-que une Escape-Sheet[®]?

Les personnes qui ne peuvent pas quitter leur lit indépendamment, doivent être évacuées en cas d'urgence au moyen d'un dispositif d'évacuation. Un de ces outils est une Escape-Sheet[®]. Un matelas où une Escape-Sheet[®] se trouve ci-dessous, est très rapide à transformer dans un matelas d'évacuation.

Comment ça fonctionne, une Escape-Sheet[®]?

En cas d'urgence, les ceintures de sécurité solides sont retirées du dessous du matelas. Ces bandes sont attachées à travers la literie et le patient, par laquelle il est fixé sur le matelas. L'Escape-Sheet[®] est alors facilement retiré loin du lit, avec le matelas et le patient, et (si nécessaire par les escaliers) remorqué jusqu'à un endroit sûr.

Avantages de l'Escape-Sheet[®]:

- Les poignées facilitent la manœuvre latérale.
- Durée de vie prolongée grâce à une meilleure protection des boucles plastiques dans des pochettes (sur le modèle Standard).
- Convient pour toute hauteur du matelas.
- Certificats CE.
- Testé TÜV.

Notre conseil:

Assurez-vous que chaque lit dans votre organisation est équipé d'une Escape-Sheet[®], de sorte que vous êtes toujours prêt pour une évacuation sûre et lisse optimale.





Model Economy Line




Washing label



Suitable for all mattress heights



Buckles in pockets

Spécifications	Escape-Sheet® Economy Line 
Références :	21270
Dimensions (longueur x largeur) :	± 200 x 90 cm
Matériel :	67 % Polyester / 33% coton
Capacité de charge maximale :	200 kg
Poids :	± 800 grammes
Démonstration et conseil gratuits :	✓
Prêt à l'emploi en quelques secondes :	✓
Évacuation directe du lit :	✓
Lavage industriel à 60 ° C :	✓
Pour toutes les hauteurs de matelas :	✓
Boucles dans des pochettes :	✓
Garantie :	2 ans



Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d'impressions.
Santé garantie au moyen d'Öko-tex Standard 100.

