

## Escape-Chair® VOLT

### 100% elektrischer Evakuierungsstuhl...

#### Was ist der Escape-Chair® VOLT?

Der Escape-Chair® VOLT ist die elektrisch angetriebene Lösung, um Personen in sitzender Position über Flure und Treppen treppab und treppauf in Sicherheit zu bringen. Durch seine einfache Bedienung ist der Escape-Chair® VOLT innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

#### Wie funktioniert der Escape-Chair® VOLT?

Der Escape-Chair® VOLT wird mittels drahtlosem Display am Griffbügelkopf bedient. Das Display mit Bedienungsknöpfen ist sofort nach dem Ausklappen einsatzbereit und ist besonders einfach in der Handhabung. Der Bediener braucht nur noch den Griffbügel in Richtung Treppe zu drücken.

#### Vorteile des Escape-Chair® VOLT:

- der elektrische Antrieb macht das Evakuieren über die Treppe noch einfacher.
- ideal für eine schnelle Evakuierung
- ausgestattet mit 4 Schnelligkeiten
- Größere Räder für mehr Komfort
- Lithium Batterien reichen aus für ca. 40 Etagen.
- durch eine Person zu bedienen.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- einfache Bedienung.
- ausgestattet mit Armlehnen und Fußstütze.
- in 4 Höhen verstellbarer Griffbügel.
- Akku Indicator Display.
- LED Beleuchtung für die Evakuierung in dunkler Umgebung.
- CE zertifiziert

#### UNSERE EMPFEHLUNG:

Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Gebäude immer ein Escape-Chair® VOLT verfügbar ist. So sind Sie immer auf eine sichere und schnelle Evakuierung vorbereitet.

*“Denn schwieriger als eine gute Vorbereitung ist, im Nachhinein erklären zu müssen, warum man dies nicht getan hat.”*





Spezifikationen	Escape-Chair® VOLT
Artikelnummer:	10050
Abmessung zusammengeklappt (Höhe x Breite x Tiefe):	109 x 63 x 29 cm
maximale Traglast:	180 kg
maximaler Treppenneigungswinkel:	40°
Gewicht:	± 37,5 kg
Akkulaufzeit (vollständig aufgeladen):	± 2 Stunden (± 40 Stockwerke)
Ladezeit Akku:	± 5 – 6 Stunden
Entriegelungsfunktion Raupen:	✓
Typ Raupen:	Gezahnt für bessere Haltung
Lebensdauer Batterie:	± 2 – 3 Jahre
Ersatzakku:	optional
10G Crashtest-Befestigung Standard für Fahrzeuge	optional
Schnelligkeitsstufen:	4
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓
Fußstütze:	✓
Armlehnen:	✓
LED Beleuchtung:	✓
in 4 höhen verstellbarer Griffbügel:	✓
flammhemmende Abdeckhülle:	Optional
Tragegriffe an Vorder- und Rückseite:	✓
CE zertifiziert:	✓
Große Räder vorne und hinten:	✓
Lieferung inkl. Wandhalterung:	✓
Garantie, außer auf Verschleißteile:	2 Jahre (6 Monaten auf Akku)

Zwischenzeitliche Änderungen der techn. Spezifikationen, sowie Irrtümer



Escape Mobility International BV

Jan Campertstraat 7 Unit 1.14 • 6416 SG • Heerlen • die Niederlande

T +31 (0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

www.escape-mobility.com/de