

Escape-Chair[®] VOLT

100% elektrisch aangedreven traphulpmiddel...

Wat is een Escape-Chair[®] VOLT?

Een Escape-Chair[®] VOLT is een volledig elektrisch aangedreven oplossing om personen in een zittende houding door gangen en over de treden van trappen in veiligheid te brengen. Door de eenvoudige bediening is de Escape-Chair[®] VOLT binnen enkele seconden gebruiksklaar in situaties trap op en trap af.

Hoe werkt een Escape-Chair[®] VOLT?

De Escape-Chair[®] VOLT wordt bediend met behulp van een eenvoudig draadloze display, bevestigd aan de bedieningsbeugel. Nadat u de Escape-Chair[®] VOLT uitgeklaapt heeft is deze direct klaar voor gebruik. Het display met bedieningsknoppen, is zeer eenvoudig in gebruik. De bediener dient de bedieningsbeugel in de richting van de trap te duwen.

Voordelen Escape-Chair[®] VOLT:

- De elektrische aandrijving maakt het vervoeren trap op- en afwaarts veel eenvoudiger.
- Uitgevoerd met 4 snelheden.
- Lithiumbatterij genoeg voor ±40 etages.
- Eenvoudige bediening door slechts 1 persoon.
- Binnen enkele seconden klaar voor gebruik.
- Uitgerust met arm- en voetensteun.
- In 4 hoogtes verstelbare bedieningsbeugel.
- Accu-indicator.
- LED verlichting voor vervoer in donkere omstandigheden.
- CE gecertificeerd.

Ons advies:

Zorg ervoor dat u binnen uw organisatie een Escape-Chair[®] VOLT paraat hebt, zodat u in uitdagende situaties optimaal en adequaat personen verticaal over trappen kunt vervoeren.

“Het enige dat moeilijker is dan u goed voorbereiden op een noodsituatie, is uitleggen waarom u dat niet gedaan heeft.”





Specificaties	Escape-Chair® VOLT
Artikelnummer	10050
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte)	109 x 36 x 29 cm
Maximale draaglast	180 kg
Maximale traphoek	40°
Gewicht	± 37,5 kg
Gebruikstijd (volledig opgeladen)	± 2 uur (± 40 etages)
Laadtijd batterij	± 5-6 uur
Type rupsbanden	Gekarteld (voor superieure grip)
Deblokkeer functie op motor	✓
Levensduur batterij	± 2 – 3 jaar
Extra losse accu	Optioneel
Aantal snelheden	4
Binnen enkele seconden gebruiksklaar	✓
Voetensteun	✓
ArMLEUNINGEN	✓
LED verlichting voor donkere omgeving	✓
In 4 hoogtes verstelbare bedieningsbeugel	✓
10G crash test montagebeugel voor voertuigen	Optioneel
Draaggrepen aan voor- en achterzijde	✓
CE gecertificeerd	✓
Levering inclusief wandmontage	✓
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen	1 jaar (accu 6 maanden)

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten



Escape Mobility International BV

Jan Campertstraat 7 Unit 1.14 • 6416 SG • Heerlen

T +31 (0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

www.escape-mobility.com/nl