

VOTRE ROUTE VERS LA SÉCURITÉ





...votre route vers la sécurité

EST-CE QUE VOUS ÊTES PRÊT POUR ÉVACUER CES PERSONNES?

Christophe est obligé de se déplacer avec un fauteuil roulant, et nous avons un ascenseur... Pas de problème? Philippe travaille aux 4ème étage, Philippe a des problèmes cardiaques... Charlotte, travaille au Marketing 2ème étage, elle est enceinte depuis 6 mois. Eric qui travaille au département Financière est un amateur des sports d'hiver. Est-ce que nous sommes sûrs que rien ne lui arrivera?

DISPOSITIFS D'ÉVACUATION: "EST-CE QUE NOUS EN AVONS BESOIN?"

Dans un bâtiment, il y en a plusieurs personnes à risque que vous pensez! Et vous êtes responsable pour l'évacuation de vos collègues. Il y a des personnes avec un handicap visible, comme: les personnes en fauteuil roulant. Mais aussi les personnes avec un handicap invisible, comme: les personnes avec des problèmes cardiaque ou pulmonaires, les personnes en mauvaise condition


physique, etc. En cas d'urgence, toutes les personnes doivent évacuer le bâtiment de la façon la plus sûre et la plus rapide possible. Mais quand l'ascenseur ne peut pas ou ne doit pas être utilisé, le seul moyen d'évacuer le bâtiment consiste à emprunter les escaliers.

C'est pourquoi il est primordial de toujours avoir sous la main des dispositifs d'évacuation pour venir en aide à ces personnes fragiles.

On peut pas planifier une catastrophe, mais on peut le prévenir.

«La seule chose plus difficile qu'une bonne préparation pour une catastrophe est d'expliquer pourquoi on l'a pas fait»

Christophe, Philippe, Charlotte en Eric seront reconnaissants.



SOLUTION D'ÉVACUATION PERSONNALISÉE

ÉVACUER DES PERSONNES EN POSITION ASSISE OU ALLONGÉE?

Quelle est la différence? Quand je dois évacuer en position assise et quand en position allongée? Si on évacue des personnes **en position assise** on utilise une chaise d'évacuation. Avec le chaise d'évacuation on peut évacuer tout le monde sauf les gens qui sont alité. Si on évacue des personnes **en position allongée** on utilise un matelas d'évacuation ou un drap d'évacuation. On fait

une évacuation allongée si les personnes sont plus autonomes ou si on doit descendre des escaliers en colimaçon.

Escape Mobility Company aimerait vous aider à résoudre vos problèmes d'évacuation. Pour vous, nous faisons plus que la livraison des dispositifs d'évacuation. Nous observons votre situation et on vous donnera des conseils appropriés.

Ci-dessous, vous trouverez différents icônes. Ces icônes sont affichées sur les onglets à droite. Vous pouvez choisir rapidement les dispositifs d'évacuation qui applique à vos besoins. Hésitez-vous? Pour obtenir de plus amples informations, contactez-nous.

Nous sommes la pour vous aider.




**CHAISE
D'ÉVACUATION**



**MATELAS
D'ÉVACUATION**



**DRAP
D'ÉVACUATION**



**ACCESOIRES, ENTRETIEN
ET FORMATION**





CHAISE D'ÉVACUATION

...votre route vers la sécurité



QU'EST-QU' UNE ESCAPE-CHAIR®?

Une Escape-Chair® est la solution pour évacuer des personnes en position assise. Ce dispositif est le plus utilisé pendant une évacuation ou lorsqu'un bâtiment doit être vidé. Grâce à son design extrêmement simple, l'Escape-Chair® est prête en quelques secondes à transporter une personne par les escaliers. L'Escape-Chair® est un produit du qualité A-Label. L'Escape-Chair® est fabriqué interne et nous garantissons les normes de qualité les plus élevées.

LES AVANTAGES

- idéal pour une évacuation rapide
- manipulation par une seule personne
- plus besoin de porter les personnes
- prêt à l'emploi dans quelques secondes
- vitesse de descente à définir soi-même
- intégration facile dans le flux des évacués
- pas de blocage des escaliers
- convient à tous vos plans d'évacuation



COMMENT FONCTIONNE LE FREINAGE D'UN ESCAPE-CHAIR®?

L'Escape-Chair® est équipé de courroies de glissement qui permettent d'évacuer les personnes par les escaliers. Cet effet inhibiteur est optimisé par le poids de la personne évacuée en combinaison avec la pression qui est exercé avec les mains sur la poignée extensible

GARANTIE

6 ans de garantie sur la chaise excepté pièces d'usure.

CERTIFICATION

Nos chaises d'évacuation sont tous certifiés CE, TÜV & ISO 9001.

**VOUS AVEZ BESOIN
D'UN CONSEIL POUR
FAIRE LE BON CHOIX?**

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670
info@escape-mobility.com

MEILLEURE CHOIX POUR UNE ÉVACUATION GÉNÉRALE

Il y en a 3 types de
Escape-Chair® disponibles.
Évacuation générale jusqu'à une
évacuation avec plus de confort.



Scannez ce code QR
pour voir l'animation de
l'Escape-Chair®.



WWW.ESCAPE-MOBILITY.COM/FR

ESCAPE-CHAIR® ST-B art.nr. 10010

- Model de base sans revêtement de poudre
- Assise standard
- L'appui-tête standard
- 185kg charge maximale



ESCAPE-CHAIR® ST-PLUS art.nr. 10030

- Double dos ergonomique
- Assise confortable
- Poignée télescopique réglable sur 2 positions
- L'appui-tête est rembourré
- 185kg charge maximale



ESCAPE-CHAIR® CF art.nr. 10040

- Similaire à model ST-PLUS
- Fourni avec accoudoirs et repose-pied
- 185kg charge maximale

Idéal pour une personne à mobilité réduite ou si la personne doivent être assise plus longtemps.



ÉVACUATION PLUS CONFORTABLE





QU'EST-QU' UNE ESCAPE-CHAIR® VOLT?

Une Escape-Chair® VOLT est une solution entièrement électrique pour évacuer des personnes en position assise sur les marches de l'escalier et dans les couloirs en toute sécurité. La simplicité d'utilisation vous permet d'être prêt en seulement quelques secondes.

LES AVANTAGES

- La motorisation électrique simplifie énormément une évacuation en montant les escaliers.

- Idéal pour une évacuation rapide (3 vitesses).
- La batterie est suffisante pour \pm 100 étages.
- Manipulation par une seule personne.
- Prête à l'emploi en quelques secondes.
- Facile à utiliser.
- Equipée de repose-pieds et accoudoirs
- Poignée réglable en hauteur sur trois positions
- L'assise de la chaise, l'appui-tête et la housse de protection sont résistants aux flammes
- Indicateur de batteries.
- Eclairage LED.

COMMENT FONCTIONNE LE FREINAGE D'UN ESCAPE-CHAIR® VOLT?

L'Escape-Chair® Volt est actionnée à l'aide d'un display fixé sur la poignée. Après l'avoir déplié, l'Escape-Chair® VOLT est immédiatement prête à l'emploi. Le display avec ses boutons de commande est très facile à manier. L'opérateur n'a qu'à pousser la poignée de commande dans la direction des escaliers. Lorsque vous arrivez aux escaliers, l'Escape-Chair Volt® descend la

personne à évacuer sans effort particulier grâce à ses chenilles en caoutchouc.

GARANTIE

1 ans de garantie sur la chaise excepté pièces d'usure.

CERTIFICATION

L'Escape-Chair® VOLT est certifié CE.

**VOUS AVEZ BESOIN
D'UN CONSEIL POUR
FAIRE LE BON CHOIX?**

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670
info@escape-mobility.com

CHAISE D'ÉVACUATION 100% MOTORISATION ÉLECTRIQUE

Fonctionnement par une seule personne. Descendez et montez les escaliers sans effort en appuyant simplement sur un bouton.



Scannez ce code QR
pour voir l'animation de
l'Escape-Chair® VOLT.



WWW.ESCAPE-MOBILITY.COM/FR



ESCAPE-CHAIR® VOLT art. nr. 10050

- 100% Motorisation électrique
- 3 vitesses
- Manipulation par une seule personne.
- Eclairage LED
- L'assise de la chaise, l'appui-tête et la housse de protection sont résistants aux flammes
- 1 ans garantie
- 180kg charge maximale





QU'EST-QU' UNE ESCAPE-CARRY CHAIR®?

Une Escape-Carry Chair® est la solution pour évacuer des personnes en position assise. Grâce à son design extrêmement simple, l'Escape-Carry Chair® est prête à l'emploi en quelques secondes pour transporter une personne par les escaliers. L'Escape-Chair® est un produit de qualité A-Label. L'Escape-Carry Chair® est fabriqué interne et nous garantissons les normes de qualité les plus élevées.

LES AVANTAGES

- idéal pour une évacuation rapide
- possible de faire une évacuation en descendant les escaliers mais aussi en montant l'escaliers
- prêt à l'emploi dans quelques secondes
- évacuation en toute sécurité par les escaliers
- vitesse de descente à définir soi-même
- pas de blocage des escaliers
- convient à tous vos plans d'évacuation

COMMENT FONCTIONNE LE FREINAGE D'UN ESCAPE-CARRY CHAIR®?

L'Escape-Carry Chair® est équipé de courroies de glissement qui permettent d'évacuer les personnes par les escaliers. Cet effet inhibiteur est optimisée par le poids de la personne évacuée en combinaison avec la pression qui est exercé avec les mains sur la poignée extensible le modèle Escape-Carry Chair® dispose d'un arceau de portage et de poignées de portage grâce auxquels il

est également possible d'évacuer des personnes en montant les escaliers.

GARANTIE

3 ans de garantie sur la chaise excepté pièces d'usure.

CERTIFICATION

Nos chaises d'évacuation sont tous certifiés CE, TÜV & ISO 9001.

**VOUS AVEZ BESOIN
D'UN CONSEIL POUR
FAIRE LE BON CHOIX?**

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670
info@escape-mobility.com

MEILLEURE CHOIX POUR UNE ÉVACUATION GÉNÉRALE

Il y en a 3 types de
Escape-Carry Chair® disponibles.
**Évacuation générale jusqu'à une
évacuation avec plus de confort.**



Scannez ce code QR
pour voir l'animation de
l'Escape-Chair®.



WWW.ESCAPE-MOBILITY.COM/FR

ESCAPE-CARRY CHAIR® ST-PLUS art.nr. 10120

- Double dos ergonomique
- Assise confortable
- Poignée télescopique réglable sur 2 positions
- L'appui-tête est rembourré
- 185kg charge maximale



ESCAPE-CARRY CHAIR® CF art.nr. 10130

- Similaire à model ST-PLUS
- Fourni avec accoudoirs et repose-pied
- 185kg charge maximale

Idéal pour une personne à mobilité réduite ou si la personne doivent être assise plus longtemps.



ESCAPE-CARRY CHAIR® XS art.nr. 10150

- Design très mince qui le rend applicable dans les allées et/ou les escaliers très étroits
- 185kg charge maximale



ÉVACUATION DANS DES ESPACES RESTREINTS





MATELAS D'ÉVACUATION

...votre route vers la sécurité

QU'EST-QU' UNE ESCAPE-MATTRESS®?
L'Escape-Mattress® est une solution d'évacuation qui permet d'évacuer en position allongée les personnes non autonomes. L'Escape-Mattress® est proposé dans différentes versions, ce qui vous permet de choisir un modèle dont la solution de rangement correspond à vos besoins. Escape Mobility Company recommande une Escape-Mattress® quand il faut évacuer une personne non autonome. Applicable pour les escaliers en

colimaçon. L'Escape-Mattress® est un produit de qualité A-Label. L'Escape-Mattress® est fabriqué interne et nous garantissons les normes de qualité les plus élevées.

COMMENT FONCTIONNE L' ESCAPE-MATTRESS®?

Les différentes modèles Escape-Mattress® sont conçus pour transporter des blessés ou des personnes non-autonomes en position allongée

sur un trajet horizontal (il faut au moins 2 personnes). Tous les modèles Escape-Mattress® sont équipés avec des poignées, alors on peut également utiliser ce matelas comme matelas de transfert.

LES AVANTAGES

- plus besoin de porter les personnes
- prêt à l'emploi dans quelques secondes
- évacuation en toute sécurité par les escaliers

- vitesse de descente à définir soi-même
- intégration facile dans le flux des évacués
- convient à tous vos plans d'évacuation

GARANTIE

2 ans de garantie.

CERTIFICATION

Nos modèles Escape-Mattress® sont tous certifiés CE et TÜV.

**VOUS AVEZ BESOIN
D'UN CONSEIL POUR
FAIRE LE BON CHOIX?**

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670
info@escape-mobility.com



ESCAPE-MATTRESS® SOLO art.nr. 21020

- Résistant au sang, à l'urine et aux solutions acides et basiques
- Directement utilisable
- Livré dans un sac de rangement
- 150kg charge maximale

ESCAPE-MATTRESS® COMPACT art.nr. 21030

- Résistant au sang, à l'urine et aux solutions acides et basiques
- Peut être enroulé
- Livré dans un sac de rangement
- 150kg charge maximale



ESCAPE-MATTRESS® FOLD art.nr. 21010

- Résistant au sang, à l'urine et aux solutions acides et basiques
- Peut être plié en deux, pour un transport et un rangement faciles
- Une fois déplié, ce matelas d'évacuation est prêt à l'emploi
- Disponible en largeur de 55 et 70cm
- 150kg charge maximale



ESCAPE-MATTRESS® BARIATRIC art. nr. 21080

- Pour l'évacuation des personnes obèses
- Prêt à l'emploi en quelques secondes
- Livré avec des sangles de remorquages extra-longues supplémentaires
- Livré dans un sac de rangement
- 300kg charge maximale



ESCAPE-MATTRESS® JUNIOR art. nr. 21070

- Spécialement conçu pour une garderie / groupe de jeu / service de maternité
- Prêt à l'emploi en quelques secondes
- Evacuer 2 enfant (jusqu'à 3 ans) en même temps
- Livré dans un sac de rangement
- 150kg charge maximale



Scannez ce code QR
pour voir l'animation de
l'Escape-Mattress®



WWW.ESCAPE-MOBILITY.COM/FR





QU'EST-QU' UNE ESCAPE-MATTRESS® BRANCARD?

L' modèle Escape-Mattress® Brancard remplace le matelas standard d'un brancard d' ambulance et peut être également utilisé comme matelas de transfert ou d' évacuation. L' modèle Escape-Mattress® Brancard est conçu pour s' adapter aux marques de brancard les plus répandues. Disponible en noir et vert.

L' ESCAPE- MATTRESS® BRANCARD EST DÉVELOPPÉ POUR ?

L' Escape-Mattress® Brancard (art.Nr. 21100) a été testé par les services d' ambulance et modifié pour répondre aux besoins des secouristes professionnels. (pompiers, armée, secours).

QU'EST-QU' UNE ESCAPE-MATTRESS® VACUUM?

L' Escape-Mattress® Vacuum est un matelas d' évacuation avec quatre fonctions en une: matelas civière, matelas de remorquage, matelas portable et matelas sous vide (dépression). En outre l' Escape-Mattress® Vacuum est en deux parties facilement séparables. Cela rend le transport du patient plus sûr et plus confortable, avec moins de manipulation. C' est plus simple et plus ergonomique pour le soignant professionnel.

LES AVANTAGES

- Économiser de l' espace dans une ambulance
- Système de vacuum adapté à la pompe manuelle et au LSU
- Composé de matériau ignifuge
- 4 poignées de chaque côté sur la longueur; 1 grande et 1 petite ceinture de remorquage aux extrémités de la tête et du pied
- Développé en collaboration avec les services ambulanciers

**VOUS AVEZ BESOIN
D'UN CONSEIL POUR
FAIRE LE BON CHOIX?**

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670
info@escape-mobility.com



Scannez ce code QR
pour voir l' animation de
l' Escape-Mattress®



WWW.ESCAPE-MOBILITY.COM/FR

ESCAPE-MATTRESS® BRANCARD art. nr. 21100-02

- Solution 3 en 1
- par les professionnels
- Résistant au sang, à l' urine, l' acide et aux alcalis
- Est conçu pour s' adapter aux marques de brancard les plus répandues
- 150kg charge maximale



ESCAPE-MATTRESS® VACUUM art. nr. 21060

- Solution 4 en 1
- Résistant au sang, à l' urine, l' acide et aux alcalis
- Système de vacuum adapté à la pompe manuelle et au LSU
- 4 body flaps (2 par côté)
- Fourni avec appui-tête et couvercle du pied réglable
- Points de passage pour la ceinture de sécurité de l' ambulance
- 150kg charge maximale





DRAP D'ÉVACUATION

...votre route vers la sécurité





QU'EST-QU' UNE ESCAPE-SHEET®?

Les personnes qui sont plus capables de quitter leur lit, doivent être évacués en cas d'urgence en utilisant un dispositif d'évacuation. L'Escape-Sheet® se trouve en permanence entre le matelas et le sommier.

COMMENT FONCTIONNE L' ESCAPE-SHEET®?

En cas d'urgence, les sangles de sécurité (réglables en longueur) de l'Escape-Sheet® sont fixées autour du matelas et du patient. Le patient est ainsi immobilisé et peut transporter en toute sécurité par les escaliers.

L'ESCAPE- SHEET® EST DÉVELOPPÉ POUR?

L'Escape-Sheet® est souvent utilisé dans les hôpitaux et les centres de soins où il est également appelé tapis d'évacuation.

LES AVANTAGES

- plus besoin de porter les patients
- évacuation en toute sécurité par les escaliers
- convient à tous vos plans d'évacuation
- En option: résistant aux flammes (HFR)

- En option: bandes dans trois couleurs différentes (utilisation intuitive)

GARANTIE

2 ans de garantie .



CERTIFICATION

Nos modèles Escape-Sheet® sont tous certifié CE et TÜV.

**VOUS AVEZ BESOIN
D'UN CONSEIL POUR
FAIRE LE BON CHOIX?**

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670
info@escape-mobility.com



ESCAPE-SHEET® STANDARD

art.nr. 21240

- Static-Control™ (polyester antistatique)
- Sangles réglables (pour toutes les hauteurs de matelas)
- Sangles de remorquage extra-longues
- Fourni avec des sacs de sécurité pour les sangles de traction
- ± 200x90cm
- 250kg charge maximale



ESCAPE-SHEET® CUSTOM

art.nr. 21250

- Exact comme Escape-Sheet® Standard mais alors entièrement à vos dimensions et voeux.





ACCESOIRES, ENTRETIEN ET FORMATION

...votre route vers la sécurité



ACCESSOIRES

Scannez ce code QR pour être dirigé directement vers la page d'accessoires.



LES ACCESSOIRES ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS PAR NOS SOINS POUR LES MODÈLES ESCAPE-CHAIR®, ESCAPE-CARRY CHAIR® ET ESCAPE-MATTRESS®.

Pour faire notre offre pour vous aussi complète que possible, vous pouvez commander les accessoires désiré. Ci-dessous une sélection de la gamme d'accessoires en matière de stockage.

Escape Mobility Company a un gamme d'accessoires qui donnent l'utilisateur une sécurité optimale.

Ci-dessous une sélection de la gamme d'accessoires pour améliorer la position assise de l'évacué.

WWW.ESCAPE-MOBILITY.COM/FR

VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL POUR FAIRE LE BON CHOIX?

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670
info@escape-mobility.com



HOUSE DE PROTECTION
Cette housse permet de protéger les chaises contre la poussière et les rayons directs du soleil. Disponibles en plusieurs tailles.



SAC DE RANGEMENT POUR ESCAPE-MATTRESS® FOLD
Ce sac de rangement protège le matelas Escape-Mattress® Fold de la poussière et de la saleté.



LES ACCOUDOIRS
Les accoudoirs donnent un sentiment de sécurité pendant le transport à la personne évacuée qui peut également s'en servir comme appui pour s'installer dans la chaise.



RENFORT DE DOSSIER
Ce renfort de dossier rembourré extra large offre un meilleur soutien au dos pendant l'évacuation.



ESCAPE-LOCKER
Casier de rangement pour Escape-Chair® ou Escape-Mattress® Fold.



PICTOGRAM ESCAPE-CHAIR® PANO-RAMA
Pictogramme double face pour signaler la présence d'une chaise Escape-Chair® ou Escape-Carry Chair®.



LE REPOSE-PIED
Le repose-pied permet de mieux soutenir les jambes et d'assurer une meilleure circulation du sang.



ESCAPE-HARNESS
Ce harnais vous permet d'immobiliser plus efficacement les personnes agitées ou inconscientes pendant l'évacuation.



SUPPORT INDÉPENDANT
Le support indépendant est une unité autonome équipée de crochets de fixation qui permettent de suspendre la chaise Escape-Chair®.



ESCAPE-ALARM
L'alarme émet un signal sonore lorsque la chaise Escape-Chair® ou Escape-Carry Chair® est retirée du mur.



REHAUSSEUR
Ce rehausseur permet de surélever la position assise de la personne évacuée. Développé spécialement pour les utilisateurs de fauteuils roulants et les personnes âgées.



ESCAPE-LED LIGHT (SET)
Eclairage a LED pour une évacuation en toute sécurité dans un environnement sombre. Illumine le couloir et l'escalier.



DÉMONSTRATIONS, ANALYSE DES BÂTIMENTS / CONSEILS & FORMATION

DEMONSTRATIONS

Nos consultants vous montrent ce qui est possible comme solutions d'évacuation. Nous accordons une grande importance à votre choix aux dispositifs d'évacuation et on vous donne des démonstrations gratuites.

ANALYSE DES BATIMENTS/CONSEILS

Aucun bâtiment et aucune situation sont les mêmes. Nos consultants vous donnera un conseil appropriés a votre situation. L' analyse de votre bâtiment est très important, on vous l'offre gratuitement.

FORMATION

La première étape consiste à choisir le dispositif d'évacuation approprié. Il est important que toutes les personnes impliquées suivent une formation pour apprendre à utiliser de façon optimale les dispositifs disponibles.

Depuis 1987 Escape Mobiliity Company donne des cours enseignés.

WWW.ESCAPE-MOBILITY.COM/FR

SERVICE CLIENT & FORMATION

SERVICE CLIENT

Les équipes dévouées de notre service client sont à votre disposition. Que vous soyez à le recherche de conseils pour l'achat d'un produit, la formation d'utilisateurs, l'entretien voire même l'installation de solutions d'évacuation Escape, nous nous faisons un plaisir de vous aider.

ENTRETIEN

Nous pouvons assurer les contrôles et les réparations éventuelles dans le cadre d'un entretien ponctuel ou d'un contrat d'entretien. Pour conserver les chaises d'évacuation en parfait état, il est

important de les contrôler régulièrement (au moins une fois par an). Les défauts éventuels doivent ensuite être réparés. Tirez le meilleur de votre investissement et garantisiez la sécurité de vos employés en veillant à ce que vos chaises d'évacuation soient toujours prêtes à l'emploi.

Spécialistes des dispositifs d'évacuation depuis de nombreuses années, nous pouvons réaliser l'entretien des chaises d'évacuation Escape Mobility Company mais aussi d'autres marques.

WWW.ESCAPE-MOBILITY.COM/FR





...votre route vers la sécurité





ESCAPE MOBILITY INTERNATIONAL BV

Jan Campertstraat 7 • Unit 1.14 • 6416 SG Heerlen
Les Pays-Bas • T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com • www.escape-mobility.com/fr



Suivez-nous:

