



# Escape Chair VOLT

## Advantages Escape-Chair VOLT:

- De elektrische aandrijving maakt het vervoeren trap op- en afwaarts veel eenvoudiger.
- Uitgevoerd met 4 snelheden.
- Lithiumbatterij genoeg voor ±40 etages.
- Eenvoudige bediening door slechts 1 persoon.
- Binnen enkele seconden klaar voor gebruik.
- Uitgerust met arm- en voetensteun.
- In 4 hoogtes verstelbare bedieningsbeugel.
- Accu-indicator.
- LED verlichting voor vervoer in donkere omstandigheden.
- CE gecertificeerd.



## 100% elektrisch aangedreven traphulpmiddel...

### Wat is een Escape-Chair VOLT?

Een **Escape-Chair VOLT** is een volledig elektrisch aangedreven oplossing om personen in een zittende houding door gangen en over de treden van trappen in veiligheid te brengen. Door de eenvoudige bediening is de **Escape-Chair VOLT** binnen enkele seconden gebruiksklaar in situaties trap op en trap af.

### Hoe werkt een Escape-Chair VOLT?

De **Escape-Chair VOLT** wordt bediend met behulp van een eenvoudig draadloze display, bevestigd aan de bedieningsbeugel. Nadat u de **Escape-Chair VOLT** uitgeklaapt heeft is deze direct klaar voor gebruik. Het display met bedieningsknoppen, is zeer eenvoudig in gebruik. De bediener dient de bedieningsbeugel in de richting van de trap te duwen.

Specificaties	Escape-Chair VOLT
Artikelnummer	10050
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte):	109 x 63 x 29 cm
Maximale draaglast:	254 kg
Maximale traphoek:	45°
Gewicht:	±37 kg
Gebruikstijd (volledig opgeladen):	2 uur (±40 etages)
Laadtijd batterij:	± 5-6 uur
Extra losse accu:	Optioneel
Aantal snelheden:	4
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Anti-blokkeer systeem op motor:	✓
Extra grote wielen voor meer comfort en gemakkelijkere bediening:	✓
Voetsteun & armlenningen:	✓
LED verlichting voor donkere omgeving	✓
Batterij-informatie op display:	✓
In 4 hoogtes verstelbare bedieningsbeugel	✓
Draaggrepen aan voor- en achterzijde	✓
CE gecertificeerd:	✓
Gebruikershandleiding, identiteitsbord & muurhaken:	✓
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen	10 jaar (accu 6 maanden)

### Ons advies:

Zorg ervoor binnen uw organisatie een **Escape Chair VOLT** paraat te hebben zodat u altijd voorbereid bent op een optimaal vlotte en veilige evacuatie trap op en af.

**"Het enige dat moeilijker is dan een goede voorbereiding op een noodsituatie is uitleggen waarom u dat niet heeft gedaan."**



**Escape Mobility International BV.**

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

**T** +31 (0)45 528 0670

**E:** info@escape-mobility.com

**W** www.escape-mobility.com

