



# Escape-Mattress Bariatric



## Evacuatie... van zwaarlijvige personen

### Wat is een Escape-Mattress Bariatric?

Met een **Escape-Mattress Bariatric** kan een niet-zelfredzaam persoon met zwaarlijvigheid (tot 300kg) liggend door de gangen en over de treden van de trap in veiligheid gebracht worden. De **Escape-Mattress Bariatric** dient daarbij door meerdere hulpverleners te worden bediend. Uiteraard ook toepasbaar voor wenteltrappen.

De **Escape-Mattress Bariatric** is te gebruiken zo wel als sleepmatras over de grond (door meerdere personen middels de aanwezige trekbanden) en als draagmatras. De **Escape-Mattress Bariatric** is namelijk uitgevoerd met maar liefst 12 draaggrepen aan de zijkanen.

### Voordelen Escape-Mattress:

- TÜV-gecertificeerd op 300kg.
- Extra brede uitvoering.
- Gemaakt van hoogwaardige materialen (brandwerendheidsklasse M2).
- Extra lange sleepriemen om machinisten te helpen met verbeterde handlingpraktijken.
- Handgrepen ter ondersteuning van zijwaartse manoeuvreerbaarheid.
- Het vervoeren van mensen is niet langer nodig.
- Binnen enkele seconden klaar voor gebruik.
- Veilige evacuatie via de trap.
- De daalsnelheid wordt bepaald door de gebruiker.
- Past in uw noodevacuatieplan.
- CE-, TÜV NORD- en ISO-gecertificeerd.

### Specificaties Escape Mattress Bariatric

Artikelnummer:	21080
Afmetingen (lengte x breedte x dikte):	± 200 x 86 x 2 cm
Maximale draaglast:	300 kg
Gewicht:	±10 kg incl. hoes
Voorzien van extra, verplaatsbare sleepkoorden	✓
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓
Bloed-, urine- en zuurbestendig:	✓
Hitte- en vlamvertragend:	✓
Brandklasse M2:	✓
Uitgevoerd met hoofdsteun, voetenzak en body-flaps:	✓
Geleverd inclusief afdekhoes:	✓
Handleiding:	✓
Fotoluminescerend identiteitsteken:	✓
CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd:	✓
Garantie:	2 jaar

### Ons advies:

Zorg ervoor een **Escape-Mattress Bariatric** paraat te hebben wanneer niet-zelfredzame personen met zwaarlijvigheid aanwezig zijn die liggend geëvacueerd moeten worden of als er wenteltrappen in het gebouw aanwezig zijn.



**Escape Mobility International BV.**

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

**T** +31 (0)45 528 0670

**E:** info@escape-mobility.com

**W** www.escape-mobility.com

