



# Escape-Mattress Compact



## Beste keuze voor de gezondheidszorg milieu en openbare gebouwen

### Wat is een Escape Mattress?

**Escape-Mattress** modellen zijn ontworpen voor personen die niet in staat zou zijn om comfortabel in een evacuatiestoel te stappen, of waar evacuatiestoelen moeite hebben (bijvoorbeeld wanneer het evacueren van een persoon via een wenteltrap). Evacuatie matrassen zijn ideaal voor medische centra en ziekenhuizen, zoals ze voorzien in complexe gezondheidszorgbehoeften. Bijvoorbeeld bedgebonden en bewusteloze patiënten. De **Escape-Mattress** is een "A-label kwaliteitsproduct en in eigen huis geproduceerd. Onze matrassen zijn CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd tot 150kg lading. Wij garanderen de hoogste kwaliteitsnormen.

De **Escape-Mattress Compact** is een complete **Escape-Mattress** maar door zijn kleinere afmetingen flexibeler te gebruiken. De **Escape-Mattress Compact** wordt opgerold opgeborgen in de meegeleverde opbergtas. Deze **Escape-Mattress Compact** is meer geschikt, zodat deze meegenomen kan worden naar verschillende situaties waar een evacuatiehulpmiddel nodig is. De **Escape-Mattress** is gemaakt van brandwerend materiaal dat ook bestand is tegen bloed, urine, zuren en alkaliën. CE-gecertificeerd en TÜV-getest en gecertificeerd voor 150 kg laadvermogen. Er is geen betere en duurzamere kwaliteit op de markt dan al onze **Escape-Mattress**-producten.

### Voordelen Escape Mattress Compact:

- Kan worden opgerold, wordt geleverd in een opbergtas
- 4 handgrepen aan elke kant

### Bescherming van evacuë/patiënt:

- 2 lichaamsflappen – 1 per zijde
- Voet tas
- Hoofdsteun

Specificaties Escape Mattress Compact	
Artikelnummer:	21030
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Hitte- en vlamvertragend:	✓
Afmetingen (lengte x breedte):	200 x 68 cm
Matrasdikte:	6 cm
Inclusief opbergtas of koffer:	✓
Maximale draaglast:	150 kg
Ruimtebesparend:	Kan opgerold worden
Gewicht:	7.5 kg incl. tas
Verstelbare hoofdsteun met immobilisatieband:	✓
Afmetingen tas:	80 x 70 x 21 cm
Bloed-, urine- en zuurbestendig:	✓
5-talige handleiding:	✓
Fotoluminescerend identiteitsteken:	✓
CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd:	✓
Garantie:	2 jaar

### Gebruik

De **Escape-Mattress Compact** is ideaal voor zorgomgevingen zoals operatiekamers.



**Escape Mobility International BV.**

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

**T** +31 (0)45 528 0670

**E:** info@escape-mobility.com

**W** www.escape-mobility.com

