



Escape-Mattress Fold



Beste keuze voor de gezondheidszorg milieu en openbare gebouwen

Wat is een Escape Mattress?

Escape-Mattress modellen zijn ontworpen voor personen die niet in staat zou zijn om comfortabel in een evacuatiestoel te stappen, of waar evacuatiestoelen moeite hebben (bijvoorbeeld wanneer het evacueren van een persoon via een wenteltrap). Evacuatie matrassen zijn ideaal voor medische centra en ziekenhuizen, zoals ze voorzien in complexe gezondheidszorgbehoeften. Bijvoorbeeld bedgebonden en bewusteloze patiënten. De **Escape-Mattress** is een "A-label kwaliteitsproduct en in eigen huis geproduceerd. Onze matrassen zijn CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd tot 150kg lading. Wij garanderen de hoogste kwaliteitsnormen.

Gebruik

De **Escape-Mattress Fold** is ideaal voor zorgomgevingen zoals operatiekamers.

De **Escape-Mattress Fold** is dubbelgevouwen waardoor hij makkelijk te verplaatsen en op te bergen is. Eenmaal uitgevouwen is dit evacuatiematras direct klaar voor gebruik. Dit matras kan zowel hygiënisch als stofvrij worden opgeborgen door een opbergzak of een Escape-Locker aan te schaffen.

De **Escape-Mattress Fold** is gemaakt van brandwerend materiaal dat ook bestand is tegen bloed, urine, zuren en alkaliën. CE-gecertificeerd en TÜV-getest en gecertificeerd voor 150 kg laadvermogen. Er is geen betere en duurzamere kwaliteit op de markt dan al onze **Escape-Mattress**-producten.

Voordelen Escape Mattress Fold:

- Dubbelgevouwen opgeborgen (ruimtebesparend)
- 4 draaggrepen aan elke kant

Bescherming van evacu /pati nt:

- 4 lichaamsflappen – 2 per zijde
- Voet tas
- Hoofdsteun

Specifications Escape Mattress Fold

| | |
|---|---------------|
| Artikelnummer: | 21010 |
| Binnen enkele seconden gebruiksklaar: | ✓ |
| Hitte- en vlamvertragend: | ✓ |
| Afmetingen (lengte x breedte): | 200 x 68 cm |
| Ook verkrijgbaar in een 55cm brede versie: | ✓ |
| Matrasdikte: | 8 cm |
| Inclusief opbergtas of koffer | optioneel |
| Past in een Escape-Locker: | ✓ |
| Maximale draaglast: | 150 kg |
| Ruimtebesparend: | Dubbel vouwen |
| Gewicht: | 7.2 kg |
| Bloed-, urine- en zuurbestendig: | ✓ |
| Verstelbare hoofdsteun met immobilisatieband: | ✓ |
| Fotoluminescerend identiteitsteken: | ✓ |
| Ophanghaken: | ✓ |
| 5-talige handleiding: | ✓ |
| CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd: | ✓ |
| Garantie: | 2 jaar |



Escape Mobility International BV.

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

T +31 (0)45 528 0670

E: info@escape-mobility.com

W www.escape-mobility.com

