



Escape-Mattress Junior



Beste keuze voor kraamafdelingen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Wat is een Escape Mattress?

Escape-Mattress modellen zijn ontworpen voor personen die niet in staat zou zijn om comfortabel in een evacuatiestoel te stappen, of waar evacuatiestoelen moeite hebben (bijvoorbeeld wanneer het evacueren van een persoon via een wenteltrap). Evacuatie matrassen zijn ideaal voor medische centra en ziekenhuizen, zoals ze voorzien in complexe gezondheidszorgbehoeften. Bijvoorbeeld bedgebonden en bewusteloze patiënten. De **Escape-Mattress** is een "A-label kwaliteitsproduct en in eigen huis geproduceerd. Onze matrassen zijn CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd tot 150kg lading.

Wij garanderen de hoogste kwaliteitsnormen.

Usage:

Deze **Escape-Mattress Junior** is uitstekend geschikt voor het veilig en snel evacueren van kraamafdelingen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

De **Escape-Mattress Junior** is een volwaardige Escape-Mattress® specifiek ontworpen voor een evacuatie van kraamafdelingen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Evacueren met behulp van een evacuatiematras is altijd veiliger dan kinderen in geval van een evacuatie dragen over de treden van de trap. Slechts door 1 hulpverlener veilig en snel te bedienen.

De **Escape-Mattress Junior** wordt opgeborgen in de bijgeleverde opbergtas. CE gecertificeerd en TÜV getest en gecertificeerd tot 150kg draaglast.

Er is geen betere en duurzamere kwaliteit evacuatiematrassen op de markt dan onze **Escape-Mattress** reeks.

Voordelen of the Escape Mattress Junior:

- Binnen enkele seconden klaar voor gebruik door slechts 1 operator.
- Gelijktijdig evacueren van 2 peuters (t/m 3 jaar).
- Ruimtebesparend (wandmontage).
- Ideaal voor kraamafdeling, kinderdagverblijf en kleuterschool.
- Gemaakt van hoogwaardige en brandwerende materialen.
- 1 grote en 1 kleine sleepgordel aan hoofd- en voeteneinde.
- Bloed-, urine-, zuur- en alkalibestendig.
- 2 verstelbare hoofdsteunen.
- 2 lijkzakken.
- Wordt geleverd met opbergtas.
- CE, TÜV NORD gecertificeerd en ISO getest.

Specifications Escape Mattress Junior

Artikelnummer:	21070
Afmetingen (lengte x breedte x dikte):	± 120 x 68 x 8 cm
Maximale draaglast:	150 kg
Leeftijd evacuée(e)	Up to 3 jaar
Gewicht:	± 6 kg incl. hoes
Hitte- en vlamvertragend:	✓
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓
Bloed-, urine- en zuurbestendig:	✓
Uitgerust met hoofdsteun en bodycovers:	✓
Geleverd inclusief afdekhoes:	✓
Fotoluminescerend identiteitsteken:	✓
Muurhaken:	✓
5-talige handleiding:	✓
CE, TÜV NORD gecertificeerd & ISO getest:	✓
Garantie:	2 jaar



Escape Mobility International BV.

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

T +31 (0)45 528 0670

E: info@escape-mobility.com

W www.escape-mobility.com

