



Escape-Mattress Solo



Beste keuze voor de gezondheidszorg milieu en openbare gebouwen

Wat is een Escape Mattress?

Escape-Mattres modellen zijn ontworpen voor personen die niet in staat zou zijn om comfortabel in een evacuatiestoel te stappen, of waar evacuatiestoelen moeite hebben (bijvoorbeeld wanneer het evacueren van een persoon via een wenteltrap). Evacuatie matrassen zijn ideaal voor medische centra en ziekenhuizen, zoals ze voorzien in complexe gezondheidszorgbehoeften. Bijvoorbeeld bedgebonden en bewusteloze patiënten. De **Escape-Mattress** is een "A-label kwaliteitsproduct en in eigen huis geproduceerd. Onze matrassen zijn CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd tot 150kg lading. Wij garanderen de hoogste kwaliteitsnormen.

De **Escape-Mattress Solo** wordt aan de muur bevestigd. Door de ritssluiting aan de onderzijde van de hoes te openen, schuift de **Escape-Mattress Solo** naar buiten en is klaar voor gebruik. Geschikt voor plaatsen waar beperkte ruimte is, zoals operatiekamers.

De **Escape-Mattress** is gemaakt van brandwerend materiaal dat ook bestand is tegen bloed, urine, zuren en alkaliën. CE-gecertificeerd en TÜV-getest en gecertificeerd voor 150 kg laadvermogen. Er is geen betere en duurzamere kwaliteit op de markt dan al onze **Escape-Mattress**-producten.

Voordelen Escape Mattress Solo:

- Geleverd met een opberghoes
- Kan aan de muur worden opgehangen
- 4 handgrepen aan elke kant

Bescherming van evacuë/patiënt:

- 2 lichaamsflappen – 1 per zijde
- Voet tas
- Hoofdsteun

Specificaties Escape Mattress Solo	
Artikelnummer:	21020
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Hitte- en vlamvertragend:	✓
Afmetingen (lengte x breedte):	200 x 68 x 8cm
Ook verkrijgbaar in een 55cm brede versie:	✓
Matrasdikte:	8 cm
Inclusief opbergtas of koffer	✓
Maximaal draagvermogen:	150 kg
Ruimtebesparend:	Wandmontage
Gewicht:	9.5 kg incl. omslag
Verstelbare hoofdsteun met immobilisatieband:	✓
Bloed-, urine- en zuurbestendig:	✓
Fotoluminescerend identiteitsteken:	✓
Ophanghaken:	✓
5-talige handleiding:	✓
CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd:	✓
Garantie:	2 jaar

Gebruik

De **Escape-Mattress Solo** is ideaal voor zorgomgevingen zoals operatiekamers.



Escape Mobility International BV.

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

T +31 (0)45 528 0670

E: info@escape-mobility.com

W www.escape-mobility.com

