



Escape-Mattress Brancard



3 in 1 oplossing ...Voor de professional

Wat is een Escape-Mattress?

De **Escape-Mattress Brancard** is een evacuatie- en brancardmatras met drie functies in één: brancardmatras, sleepmatras & draagmatras (3 in 1).

De standaard matras van een ambulancebrancard wordt vervangen door deze **Escape-Mattress Brancard** die een dubbele functie heeft en die vervaardigd is uit hoogwaardige materialen. Zonder extra opbergruimte is er nu altijd in een handomdraai een evacuatiematras voorhanden.

De ambulancebroeders kunnen met een **Escape-Mattress Brancard** nu ook op moeilijke plaatsen komen daar waar door obstakels de inzet van een gewone brancard niet mogelijk is (bijvoorbeeld door aanwezigheid van trappen, grindpaden of andere obstakels).

De **Escape-Mattress Brancard** is uitgebreid getest door ambulancediensten en aangepast aan de eisen van de professionele hulpverlener. De matras wordt op maat gemaakt voor de gangbare merken brancards.

Hierdoor wordt het werk van de professionele hulpverlener eenvoudiger en wordt tevens geld, tijd en ruimte bespaard.

CE gecertificeerd en TÜV getest en gecertificeerd tot 150kg draaglast.

Er is geen betere en duurzamere kwaliteit evacuatiematrassen op de markt dan onze **Escape-Mattress** reeks.

Voordelen van de Escape Mattress Stretcher:

- 4 handvatten aan elke kant
- 2 verstelbare sleepriemen
- Hoofdsteun voor bevestiging op de brancard of direct op de brancard Escape-Mattress

Bescherming van de patiënt:

- 2 lichaamskleppen voor immobilisatie
- Lussen voor de veiligheidsgordel van de brancard
- In lengte verstelbare voetenzak

Specificaties Escape Mattress Stretcher

Artikelnummer:	21100-02
Afmetingen (lengte x breedte x dikte):	± 180 x 47 x 8 cm
Maximale draaglast:	150 kg
Gewicht:	± 7,2 kg
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Past op alle soorten brancards:	✓
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓
Hitte- en vlamvertragend:	✓
Bloed-, urine- en zuurbestendig:	✓
Uitgevoerd met hoofdsteun, body-flaps & verstelbare voetenzak:	✓
3 in 1 oplossing voor professionele hulpverlener:	✓
5-talige handleiding:	✓
CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd:	✓
Garantie:	2 jaar



Escape Mobility International BV.

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

T +31 (0)45 528 0670

E: info@escape-mobility.com

W www.escape-mobility.com

