



Escape-Sheet Maatwerk



Beste keuze voor ziekenhuizen en zorginstellingen

Wat is een Escape-Sheet?

Personen die hun bed niet zelfstandig kunnen verlaten, moeten bij een noodsituatie geëvacueerd worden met behulp van een evacuatiehulpmiddel zoals een evacuatiehoek.

Een van deze hulpmiddelen is een **Escape-Sheet**. Een matras waar een Escape-Sheet onder ligt, is zeer snel om te vormen tot evacuatiematras.

Bij een noodsituatie worden de sterke veiligheidsbanden onder de matras vandaan gehaald. Deze banden worden dicht gesespt over de patiënt en het beddengoed heen, waardoor de patiënt wordt gefixeerd op de matras.

Hierna kan de horizontale en/of verticale evacuatie gestart worden.

CE gecertificeerd en TÜV getest en gecertificeerd tot 250kg draaglast.

De **Escape-Sheet** wordt permanent tussen de matras en het bedframe geplaatst. In geval van nood worden de veiligheidsbanden van de Escape-Sheet® over de matras en de patiënt vastgemaakt.

De patiënt wordt veilig geïmmobiliseerd zodat hij de trap af kan worden vervoerd. De **Escape-Sheet** wordt veel gebruikt in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

De **Escape-Sheet** wordt veel gebruikt door ziekenhuizen en zorginstellingen. Helpt bij het verplaatsen van een patiënt naar een veilige plaats, zowel horizontaal als verticaal. Onze platen zijn waterafstotend, antistatisch en ook verkrijgbaar in hitte- en vlambestendig.

Voordelen Escape Sheet Standard:

- Sleepbanden en handvatten uitgevoerd in goed zichtbare groene kleur.
- Extra lange sleepbanden ter vermindering van rugklachten.
- Langere levensduur door betere bescherming van de kunststof gespen in hoesjes.
- Handvatten vergemakkelijken het zijdelings manoeuvreren.
- Static-Control™ (antistatische polyester).
- Verstelbare hoekbanden (geschikt voor elke matrashoogte).
- Hydro-tec nanotechnologie (waterafstotend).
- CE & TÜV gecertificeerd.

Specificaties Escape Sheet Maatwerk

Artikelnummer:	21260
Afmetingen (lengte x breedte):	op aanvraag
Materiaal: 99% Polyester, 1% Static control:	✓
Maximale draaglast:	250 kg
Gewicht:	op aanvraag
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Direct evacueren vanaf het bed:	✓
Industrieel wasbaar op 75° C:	✓
Hydro-tec nanotechnologie (waterafstotend):	✓
Hoekriemen in lengte verstelbaar:	✓
Voor alle matrashoogten:	< 23 cm
Gespen in hoesje:	✓
Hitte en brandwerende uitvoering:	Optioneel
Handleiding:	✓
CE and TÜV NORD gecertificeerd:	✓
Garantie:	2 Jaar

Doelgroep:

Het **Escape-Sheet** wordt als permanent evacuatiehulpmiddel in de gezondheidszorg toegepast, zoals ziekenhuizen en zorginstellingen.



Escape Mobility International BV.

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

T +31 (0)45 528 0670

E: info@escape-mobility.com

W www.escape-mobility.com

